

**Art der Gewinnung:** Masturbation  
**Ort der Gewinnung:** eigenes Zentrum  
**Typ:** frisch  
**Proben Anzahl:** 1

**Allgemein:** Grund für Analyse IVF  
Volumen 6 mL  
Sperma quantifizierbar nativ ja  
Konzentration 1 Millionen / mL  
Sperma quantifizierbar nach Präparation ja

**Motilität:** Rasch progressiv - Typ A (%) 1 %  
Langsam progressiv - Typ B (%) 1 %  
Ortsbeweglich - Typ C (%) 1 %  
Unbeweglich - Typ D (%) 97 %

**Präparation:** Präparationstechnik 1 Gradient  
Präparationstechnik 2 Swim-up  
Volumen - nach Präparation 0.2 mL  
Konzentration - nach Präparation 2 Millionen / mL  
3B / Kammer  
Rasch progressiv - Typ A (%) - nach Präparation 0 %  
Langsam progressiv - Typ B (%) - nach Präparation 0 %  
Ortsbeweglich - Typ C (%) - nach Präparation 0 %  
Unbeweglich - Typ D (%) - nach Präparation 100 %  
Bewegliche Spermien für ICSI vorhanden Für ICSI zu verwenden, nur vereinzelt Spe